

No.881-BN ボックス型チューブ乾燥装置



静かな構造

静音



短時間乾燥

便利



簡単操作

簡単



JMIC ジェミック

ボックス型チューブ乾燥装置 No.881-BN

洗浄後の一般チューブ、麻酔用蛇腹管等の乾燥はもちろん
付属の棚板を使えば、一般器具の乾燥も同時に行えます。
速やかな乾燥により、作業の省力化を実現します。

速やかな乾燥

一般的なチューブ類と蛇腹管を速やかに乾燥します。現場での作業の省力化を実現します。

静音設計

ノンカーボン式高圧ブロワモーターを搭載し、静かで風量豊かな熱風を送り込みます。故障が少なく安心してお使いいただけます。

便利な装着部

多種多様なチューブ類を太さに関係なく差し込めるように特殊切り込み式ゴム板(消耗品)を採用しました。一度に大量のチューブ類の差込が可能です。(麻酔用蛇腹管 35本、一般チューブ 200本以上)



No.881-BN

仕様

外寸法 (mm)	幅600 × 奥行450 × 高さ1,800
庫内寸法 (mm)	幅540 × 奥行400 × 高さ1,200
材質	ステンレス ヘアライン仕上げ
電源	AC100V 15A
タイマー設定	0～60分 (連続運転可)
ファンモーター	ノンカーボン式高圧ブロワモーター (AC100V 450W)
処理能力	一般チューブ：200本以上 麻酔用蛇腹管：35本
チューブ装着方法	切込ゴム板装着 (消耗品)
吸気フィルター	ポリエチレン プレフィルター
開閉扉	透明アクリル板
標準付属品	棚板 × 2枚 水受けトレイ × 1枚

● 製品改良のため予定なしに仕様の一部を変更する場合があります。

JMIC ジェミック株式会社

本社 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 3-7 セブンスビル
TEL 03(5643)7180 (代表) FAX 03(5643)7181

本郷営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷 3-39-15
TEL・FAX 03(3868)3483