

# QUICK DRYER

クイックドライヤー No.881

## ジェミック チューブ乾燥機

洗浄後の、各種チューブ（カテーテル類）  
麻酔用チューブ（外部、内部）をまとめて  
短時間乾燥が可能です。

一般器具の乾燥にもお使い頂けるので  
実務の省力化に役立ちます！



NO.881（本体：組立式）

# JMIC JAPAN MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.

## QUICK DRYER

ジェミック クイックドライヤー No.881

チューブ類の洗浄後の乾燥は  
★クイックドライヤー★ で速やかに！

- フィルターを通過したクリーンホットエアで乾燥します。
- 高速ブローにより、加熱した豊かな風量を強制的にチューブ内に送り込み、短時間で乾燥を行います。
- 空気吹き出し口の特殊ゴム版（装着装置）により、細いチューブは数本束ねて装着可能です。
- チューブ類の装着や取り外しが簡単に行えます。
- チューブ類の乾燥と同時に麻酔用具または器材の乾燥にもご使用できます。
- 移動が簡単に行えますので設置場所を選びません。



## JMIC

### QUICK DRYER

ジェミック・チューブ乾燥機

#### 仕 様

- 外 寸：W455 x D510 x H1,700mm
- 電 源：AC100V 12A
- 処理能力：カテーテル 100本以上 / 1回  
蛇管 20本 / 1回
- タイマー：60分
- 温度調節：30℃ ~ 110℃
- 設定温度：60℃ ~ 70℃ (可変式)
- 本 体：組立式
- 付 属 品：網トレイ x3 / 水受け用トレイ x1 / ビニールカーテン x1

**JMIC** JAPAN MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.

本 社 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町3番7号 セブンスビル  
TEL 03-5643-7180(代表) FAX 03-5643-7181  
本郷営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目39番15号  
TEL/FAX 03-3868-3483

**ジェミック株式会社**

<http://www.jmic-ltd.co.jp>

特定非営利活動法人【NPO 法人】

日本・中東医学協会 会員